

korrektor® REIDRATA

ALIMENTO COMPLEMENTARE PER CANE E GATTO

COMPOSIZIONE

Acqua, Destrosio, Sali di sodio di acidi organici (acido citrico), Pirofosfato di sodio, Lieviti inattivati, Proteine animali idrolizzate (pollo), Farina (di semi) di soia, Proteine animali idrolizzate (pesce), Cloruro di sodio, Oli e grassi vegetali (Olio di semi di Girasole raffinato), Prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe (Equiseto sommità macinata), Sali di potassio di acidi organici (acido citrico).

ADDITIVI PER kg DI ALIMENTO

COMPLEMENTARE

Aromi: Glicina 18'133 mg

Conservanti: Sorbato di Potassio 1'000 mg

COMPONENTI ANALITICI E RELATIVI TENORI

Proteina grezza	2,59%
Fibra grezza	0,17%
Grassi grezzi	0,29%
Ceneri grezzi	2,44%
Umidità	88,5%

ISTRUZIONI PER L'USO:

AGITARE PRIMA DELL'USO

Riempire, secondo le dosi consigliate, 1 o più cucchiaini da caffè con Korrektor Reidrata e versarli nella ciotola dell'acqua del cane o del gatto, mescolandoli con cura. È possibile la somministrazione direttamente nella bocca dell'animale o nell'alimento solido.

In entrambi i casi assicurarsi che gli animali abbiano a disposizione abbondante acqua.

QUANTITÀ CONSIGLIATE:

- 10-20 ml ogni litro di acqua da bere corrispondenti a 3-6 cucchiaini da caffè in 1 litro di acqua
- In caso di affezioni croniche e stati di disidratazione accompagnati o conseguenti a vomito e/o diarrea, 10 ml ogni 200-300 ml di acqua da bere (3 cucchiaini da caffè in 200-300 ml di acqua)

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale.

Conservare l'astuccio.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

Formevet®
ONE HEALTH FOR ALL

grande
appetibilità

korrektor®

REIDRATA

Per la reidratazione orale
del cane e del gatto



korrektor® REIDRATA

Il fabbisogno di acqua e sali minerali varia molto da individuo a individuo, e dipende dalla composizione della dieta, dalle condizioni climatiche, dall'attività fisica, dallo stato di salute. A volte l'assunzione regolare di acqua non è sufficiente e, pertanto, la disponibilità di una giusta quantità di sali minerali, zuccheri e aminoacidi dovrebbe essere parte integrante di ogni programma di reidratazione.

Korrektor Reidrata, grazie alla presenza di componenti gluco-saline ed aminoacidiche, è un alimento complementare per la reidratazione orale del cane e del gatto e consente di ristabilire l'equilibrio idro-elettrolitico nei periodi di maggior bisogno.

INDICAZIONI:

Korrektor Reidrata, grazie alla elevata biodisponibilità dei suoi componenti e al gusto particolarmente gradevole, è particolarmente indicato:

- per il mantenimento dell'equilibrio idrico-salino;
- durante e dopo intenso sforzo fisico (lavoro, caccia, attività sportiva);
- nei periodi caldi (stress da calore), durante o dopo viaggi, esposizioni alle mostre;
- durante l'allattamento o l'innalzamento della temperatura corporea.

220 ml

FORMEVET S.r.l.

Via Savona, 97 - 20144 Milano

Tel. + 39 02 4345891

www.formevet.com - vetline@formevet.it

Officina di produzione con numero di riconoscimento α-IT000061BG del 08/08/01

N/0326

Da consumarsi
preferibilmente
entro:
Lotto n°

korrektor®
REIDRATA

Formevet®
ONE HEALTH FOR ALL

grande
appetibilità

korrektor®

REIDRATA

Per la reidratazione orale
del cane e del gatto



Flacone: PVC 3	Raccolta plastica
Etichetta*: *Le etichette vengono sempre smaltite con il contenitore.	
Astuccio: PAP 21	Raccolta carta
Tappo: ALU 41	Raccolta metalli

Verifica le disposizioni del tuo Comune

