

korrektor® REIDRATA

ALIMENTO COMPLEMENTARE PER CANE E GATTO

COMPOSIZIONE

Acqua, Destrosio, Sali di sodio di acidi organici (acido citrico), Pirofosfato di sodio, Lievito di birra, Proteine animali idrolizzate (pollo), Farina (di semi) di soia, Proteine animali idrolizzate (pesce), Cloruro di sodio, Oli e grassi vegetali raffinati (girasole), Prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe (Equiseto sommità), Sali di potassio di acidi organici (acido citrico).

ADDITIVI PER kg DI ALIMENTO COMPLEMENTARE

Aromatizzanti

Glicina 18.133 mg

COMPONENTI ANALITICI E RELATIVI TENORI

Proteina grezza	2,59%
Fibre grezze	0,17%
Grassi grezzi	0,29%
Ceneri grezze	2,44%
Umidità	88,5%

ISTRUZIONI PER L'USO:

AGITARE PRIMA DELL'USO

Riempire, secondo le dosi consigliate, 1 o più cucchiaini da caffè con Korrektor Reidrata e versarli nella ciotola dell'acqua del cane o del gatto, mescolandoli con cura. È possibile la somministrazione direttamente nella bocca dell'animale o nell'alimento solido.

In entrambi i casi assicurarsi che gli animali abbiano a disposizione abbondante acqua.

QUANTITÀ CONSIGLIATE:

- 10-20 ml ogni litro di acqua da bere corrispondenti a 3-6 cucchiaini da caffè in 1 litro di acqua
- In caso di affezioni croniche e stati di disidratazione accompagnati o conseguenti a vomito e/o diarrea, 10 ml ogni 200-300 ml di acqua da bere (3 cucchiaini da caffè in 200-300 ml di acqua)

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale.

Conservare l'astuccio.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.



grande appetibilità

korrektor®

REIDRATA

Per la reidratazione orale del cane e del gatto



korrektor® REIDRATA

Il fabbisogno di acqua e sali minerali varia molto da individuo a individuo, e dipende dalla composizione della dieta, dalle condizioni climatiche, dall'attività fisica, dallo stato di salute. A volte l'assunzione regolare di acqua non è sufficiente e, pertanto, la disponibilità di una giusta quantità di sali minerali, zuccheri e aminoacidi dovrebbe essere parte integrante di ogni programma di reidratazione.

Korrektor Reidrata, grazie alla presenza di componenti gluco-saline ed aminoacidiche, è un alimento complementare per la reidratazione orale del cane e del gatto e consente di ristabilire l'equilibrio idro-elettrolitico nei periodi di maggior bisogno.

INDICAZIONI:

Korrektor Reidrata, grazie alla elevata biodisponibilità dei suoi componenti e al gusto particolarmente gradevole, è particolarmente indicato:

- per il mantenimento/ripristino dell'equilibrio idrico-salino;
- durante e dopo intenso sforzo fisico (lavoro, caccia, attività sportiva);
- nei periodi caldi (stress da calore), durante o dopo viaggi, esposizioni alle mostre;
- durante l'allattamento o l'innalzamento della temperatura corporea;
- nei casi di disidratazione conseguenti a vomito, diarrea sia nel cucciolo/gattino che nell'animale adulto.

220 ml

FORMEVET S.r.l.

Via Savona, 97 - 20144 Milano

www.formevet.com - vettine@formevet.it

Officina di produzione con numero di riconoscimento α -IT000061BG del 08/08/01



grande appetibilità

korrektor®

REIDRATA

Per la reidratazione orale del cane e del gatto



Lotto n°
Da consumarsi
preferibilmente
entro:

korrektor®
REIDRATA

I/0420



8 033638 271308



A900800881